

Carestream

Sistema móvil de rayos X DRX-Rise

# Digital. Potente. Eficiente.

La movilidad se combina con la versatilidad.



SOLUCIONES DE IMÁGENES MÉDICAS INTELIGENTES

# Equipos móviles de imágenes médicas en auge.

Mejore sus imágenes médicas con una mayor movilidad.

¿Busca un sistema de rayos X móvil para reemplazar la unidad existente o para agregar a su gama de productos actual? ¿Todavía depende su centro médico de una unidad móvil equipada con CR?

La solución ideal sería añadir un nuevo sistema móvil de rayos X completamente digital. Obtenerlo ahora es más sencillo y económico que nunca.

El sistema móvil de rayos X DRX-Rise de CARESTREAM es una solución de DR de rayos X móvil completamente integrada que proporciona un flujo de trabajo sencillo, aumenta la productividad y produce imágenes médicas estupendas.

## Principales ventajas

- La columna plegable mejora la visibilidad hacia adelante para que los movimientos del sistema sean más seguros y más fáciles
- Las dos pantallas agilizan el flujo de trabajo y aumentan la productividad
- El reposicionamiento del carro es rápido desde la cabecera del tubo o de forma remota
- Proporciona una excelente maniobrabilidad, incluso en entornos angostos y abarrotados de obstáculos.
- Ofrece una compatibilidad perfecta con una variedad de detectores DR de Carestream
- Utiliza el software ImageView que es fácil de usar



## Beneficios en todo el centro médico.

El DRX-Rise ofrece características atractivas para todos los participantes en su operación de imágenes médicas.



**Administrador de radiología**

- Una variedad de opciones de detectores para alinearse con las necesidades de sus centros médicos.
- Diseño adaptable a los cambios tecnológicos del futuro para evitar la obsolescencia.



**Técnico radiólogo**

- El sistema fácil de maniobrar permite una navegación sin esfuerzos.
- Los controles de accionamiento secundarios permiten ajustes rápidos durante el posicionamiento.
- Las dos pantallas y la duración prolongada de la batería aumentan la productividad.



**Radiólogo**

- Imágenes impecables con una variedad de opciones de procesamiento de imágenes que ofrecen una confianza de diagnóstico inigualable.
- Una amplia gama de opciones de vistas especializadas para obtener imágenes médicas claras y precisas, ya sea en la sala de emergencias, la salas de operaciones o en cuidado intensivo.



**Paciente**

- Imágenes de rayos X de alta calidad para respaldar un diagnóstico preciso y el comienzo del tratamiento.
- La conveniencia, la comodidad y la interrupción mínima de las imágenes médicas en el cuarto del paciente.

# Completamente integrado para obtener valor y rendimiento.

El DRX-Rise fue diseñado con aportes de técnicos radiólogos para ofrecer un flujo de trabajo mejorado y operaciones sin problemas. Su conjunto completo y robusto de características ofrece una notable combinación de productividad, potencia y conveniencia.

## Controles en la cabecera del tubo

y el control remoto ponen el posicionamiento del sistema al alcance de la mano, lo que le permite reposicionar el carro rápidamente.

## Dos pantallas

La pantalla de cabecera del tubo proporciona una zona de trabajo secundaria. El monitor principal grande facilita la navegación, la revisión y la manipulación de imágenes.



**La exposición remota** a través del interruptor de exposición remoto inalámbrico portátil permite al técnico radiólogo adquirir exposiciones desde cualquier lugar del área.

**La carga del detector en la bandeja** ahorra tiempo y significa que el detector siempre está listo para funcionar.

**El almacenamiento incorporado** mantiene al alcance todos los suministros que los técnicos radiólogos necesitan.



## NUEVA



## Columna plegable

La columna plegable automática proporciona una línea de visión clara y segura para una fácil navegación.

## La iluminación LED funcional

indica el estado del sistema en un vistazo.

**El software ImageView** utiliza nuestra potente e intuitiva plataforma de software para mejorar el flujo de trabajo y ofrecer una calidad de imagen sin precedentes.

**La batería de litio** proporciona una recarga más rápida y una vida útil prolongada: hasta 50 km de conducción o 1000 exposiciones por carga.


**El diseño compacto** y la operación ágil le permiten navegar por su centro médico con facilidad.

## Pruebe un software potente y la compatibilidad con otros detectores.

### Aproveche la potencia del software ImageView.

El DRX-Rise está impulsado por nuestro software ImageView, que es líder en el sector. Su motor Eclipse utiliza algoritmos patentados e inteligencia artificial para generar una excelente calidad de imagen y brindar confianza en el diagnóstico. Las opciones adicionales de procesamiento de imágenes incluyen:

- Visualización de tubo y catéter
- Optimización de imágenes pediátricas
- Visualización de neumotórax
- Supresión de huesos
- SmartGrid



### El gran rendimiento es característico de la familia.

Cuando evalúe las opciones de detectores, nuestra familia de detectores tiene la respuesta para su centro médico, independientemente de la población de pacientes, el flujo de trabajo, los requisitos de dosis, los tipos de exámenes o el presupuesto. Y el DRX-Rise es compatible con todos y cada uno de ellos.\*

Los detectores DRX Plus (los compartibles originales) cuentan con X-Factor, la capacidad de compartir el detector con cualquier otro sistema DRX.

El detector DRX Plus 2530C, con un tamaño de píxel de 98 micras, ofrece todas las ventajas del DRX Plus en un diseño más pequeño y apto para pacientes pediátricos.

Los detectores Focus 35C y 43C ofrecen una solución DR inalámbrica muy accesible, a la vez que ofrecen una excelente calidad de imagen y clasificación IP44.

Los detectores Focus HD 35 y HD 43 cuentan con un tamaño de píxel de 100 micras para ofrecer una resolución más alta a fin de mejorar los detalles de la imagen.

\*Es posible que no todos los detectores estén disponibles en todas las regiones.



NO IMPORTA EN QUÉ CAMINO SE ENCUENTRE,  
LE LLEVAREMOS A DONDE  
NECESITE LLEGAR.

SOLUCIONES DE IMÁGENES  
MÉDICAS INTELIGENTES

### El camino más rápido hacia el futuro de imágenes médicas exitosas.

A medida que se encamina hacia el futuro de las imágenes médicas, ¿cuál será su próximo paso? Tal vez necesita acelerar su flujo de trabajo de rayos X. O agregar una nueva solución de imágenes médicas a su centro médico para ofrecer un mejor cuidado de la salud para el paciente.

Independientemente de cuál sea su objetivo, tenemos las soluciones inteligentes que necesita: Salas de imágenes completamente digitales y unidades móviles de vanguardia. Detectores inalámbricos que se pueden compartir y kits de actualización de CR a DR. Sistemas de CR accesibles. E impresoras digitales avanzadas.

### Comience su planificación ahora mismo.

Desde clínicas pequeñas, centros de urgencias para el cuidado de la salud y consultorios especializados hasta hospitales y centros grandes de imágenes médicas, cada sitio encontrará una solución de Carestream para satisfacer las necesidades más específicas. Visite [carestream.com](http://carestream.com) e inicie su jornada hacia una mayor productividad y un mejor nivel de cuidado de la salud para el paciente.

### Más soluciones de Carestream.

Carestream también ofrece soluciones de pruebas no destructivas que aseguran la calidad y la seguridad en las industrias aeroespacial, petroquímica y otras, así como en empresas contratadas para llevar al mercado productos revestidos innovadores.

### Comunidad de servicio y soporte técnico.

Para obtener servicio confiable, revise nuestra red Customer Success Network. Trabajamos continuamente para mejorar su rendimiento con las imágenes médicas, le ayudamos a innovar a medida que cambian sus necesidades y a sacar el máximo partido de su presupuesto y sus recursos. Un equipo dinámico de expertos de nuestra red Customer Success Network de Carestream le brinda asistencia, y un solo punto de contacto para tener acceso fácil y personalizado a las personas adecuadas según cada situación. Usted y sus pacientes pueden recibir los beneficios de los conocimientos y las mejores prácticas que solo pueden ofrecer los expertos de Carestream.



### Eclipse: Aproveche la potencia de décadas de innovación.

Eclipse de Carestream es el motor detrás de nuestro software innovador de imágenes médicas. Utiliza tecnología de inteligencia artificial y algoritmos patentados para aumentar considerablemente el valor de toda la cadena de imágenes médicas, desde la captura hasta el diagnóstico.

[carestream.com/drx-rise](http://carestream.com/drx-rise)



Rx only

© Carestream Health, Inc., 2025. CARESTREAM es una marca comercial de Carestream Health. CAT 2000 347 05/25

Carestream